

## Fiolki gwintowane ND8 - 1,1 ml i 1,5 ml



### Fiolki z gwintem 8-425 do zastosowań GC i HPLC.

Przeznaczone do prawie wszystkich powszechnie znanych autosamplerȯw.  
 Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolytycznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemno <span>̇</span> ć	Gwint	Szt./Op.
	7-0655	Fiolki gwintowane	bezbarwne	1,5 ml	ND8	100 szt.
	7-0656	Fiolki gwintowane	bezbarwne	1,5 ml	ND8	100 szt.
	7-0657	Fiolki gwintowane	oran <span>̇</span> żowe	1,5 ml	ND8	100 szt.
	7-0658	Fiolki gwintowane	oran <span>̇</span> żowe	1,5 ml	ND8	100 szt.
	7-0659	Fiolki gwintowane	bezbarwne	1,1 ml	ND8	100 szt.

### Opis

#### Fiolki z gwintem 8-425 do zastosowań GC i HPLC.

Przeznaczone do prawie wszystkich powszechnie znanych autosamplerȯw.

Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolytycznej.

Wąski otwór wymaga u̇życia mikrowkładȯw o śr. 5 mm.

**Wymiary:** 32 x 11,6 mm.