

## Zakrętki plombujące z PP



Zakrętki plombujące z PP do mikroprobówek o poj. 0,5 ml, 1,5 ml i 2 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0340	Zakrętki plombujące z PP	przezroczyste	780770	1000 szt.
	K-0341	Zakrętki plombujące z PP	niebieskie	780771	1000 szt.
	K-0342	Zakrętki plombujące z PP	zielone	780772	1000 szt.
	K-0343	Zakrętki plombujące z PP	liliowe	780773	1000 szt.
	K-0344	Zakrętki plombujące z PP	czerwone	780774	1000 szt.
	K-0345	Zakrętki plombujące z PP	żółte	780775	1000 szt.

### Opis

Zakrętki plombujące z PP do mikroprobówek o poj. 0,5 ml, 1,5 ml i 2 ml.