




Dezynfekujące chusteczki do czyszczenia maski ochronnej



Dezynfekujące chusteczki do czyszczenia maski ochronnej. Opakowanie zawiera 10 sztuk. Pasują do półmasek ochronnej 3M - seria 4000.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-6054	Dezynfekujące chusteczki do czyszczenia maski ochronnej, opak. 10 szt.

Opis

Dezynfekujące chusteczki do czyszczenia maski ochronnej. Opakowanie zawiera 10 sztuk. Pasują do półmasek ochronnej 3M - seria 4000 o Nr-Art. 2-2084, 2-2089, B-8112 i maski ochronnej bez filtra o Nr-Art. 2-2090.