





## Mikrowkłady i sprężynki do mikrowkładów

**Mikrowkłady do fiolek gwintowanych:** stożkowe, z końcówką o dł. 15 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kształt	Końcówka	Pojemność	Szt./Op.
	7-0768	Mikrowkłady z przezroczystego szkła, do fiolek gwintowanych ND13	stożkowe	15 mm	0,3 ml	100 szt.
	7-0769	Metalowe sprężynki do mikrowkładów nr-art. 7-0768	-	-	-	100 szt.

### Opis

**Mikrowkłady do fiolek gwintowanych:** stożkowe, z końcówką o dł. 15 mm.

**Pojemność:** 0,3 ml.

**Wymiary:** 40 x Ø 6 mm.

**Metalowe sprężynki do mikrowkładów, wymiary:** 50 x 7,5 mm.