


## Tulejki redukcyjne do probówek



Tulejki redukcyjne do probówek.

Kompatybilne z wirówkami Heraeus.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	K-3007	Tulejki redukcyjne do probówek	0,6/0,5 ml	24 szt.
	K-3008	Tulejki redukcyjne do probówek	0,4/0,25 ml	24 szt.
	K-3009	Tulejki redukcyjne do probówek	0,2 ml	24 szt.

### Opis

Tulejki redukcyjne do probówek.

Kompatybilne z wirówkami Heraeus.