





Rotory do wirówek Heraeus

Rotory odpowiednie dla wirówek Pico 17 i Pico 21 oraz Fresco 17 i Fresco 21 - Heraeus.

Dostępne:

Rotor 24-miejscowy z pokrywą aeroszczelną KlikSeal,

Rotor 18-miejscowy, na probówki 2,0/0,5 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	3-1885	Rotor 24-miejscowy z pokrywą aeroszczelną KlikSeal
	3-1889	Rotor 18-miejscowy, na probówki 2,0/0,5 ml

Opis

Rotory odpowiednie dla wirówek Pico 17 i Pico 21 oraz Fresco 17 i Fresco 21 - Heraeus.

Rotor 24-miejscowy z pokrywą aeroszczelną KlikSeal.

Rotor 18-miejscowy, na probówki 2,0/0,5 ml.