





Rotory do wirówek Heraeus

Rotory odpowiednie dla wirówek Pico 17 i Pico 21 oraz Fresco 17 i Fresco 21 - Heraeus.

Dostępne:

Rotor 24-miejscowy z pokrywą aeroszczelną KlikSeal,

Rotor 18-miejscowy, na probówki 2,0/0,5 ml.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|---|---------|--|
|  | 3-1885 | Rotor 24-miejscowy z pokrywą aeroszczelną KlikSeal |
|  | 3-1889 | Rotor 18-miejscowy, na probówki 2,0/0,5 ml |

Opis

Rotory odpowiednie dla wirówek Pico 17 i Pico 21 oraz Fresco 17 i Fresco 21 - Heraeus.

Rotor 24-miejscowy z pokrywą aeroszczelną KlikSeal.

Rotor 18-miejscowy, na probówki 2,0/0,5 ml.