








Akcesoria do wirówek mikrolitrowych Hettich



Akcesoria do mikrowirówek niemieckiej firmy Hettich.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	K-3018	Wirnik kątowy na 24 probówki 1,5/2,0 ml	1 szt.
	K-3019	Pokrywa z aerozolowym uszczelnieniem	1 szt.
	K-3014	Adaptory redukcyjne do probówek o poj. 0,5 ml	6 szt.
	K-3015	Adaptory redukcyjne do probówek o poj. 0,2 ml	6 szt.
	K-3016	Adaptory redukcyjne do probówek o poj. 1,5 ml	6 szt.

Opis

Akcesoria do mikrowirówek niemieckiej firmy Hettich.