



Bloki aluminiowe do termostatów blokowych



Bloki aluminiowe do termostatów blokowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-9463	Blok aluminiowy dla 20 probówek, śr. otworów 10 mm
	K-9464	Blok aluminiowy dla 20 probówek, śr. otworów 12 mm
	K-9465	Blok aluminiowy dla 12 probówek, śr. otworów 16 mm
	K-9466	Blok aluminiowy dla 8 probówek, śr. otworów 19 mm
	K-9467	Blok aluminiowy bez otworów (otwory do samodzielnego wykonania)
	K-9468	Blok aluminiowy dla 48 probówek wirówkowych 0,2 ml
	K-9469	Blok aluminiowy dla 20 probówek Eppendorf 1,5ml
	K-9470	Blok aluminiowy dla 20 probówek Eppendorf 2,0ml
	K-9471	Blok aluminiowy dla płytek 96-dołkowych

Opis

Bloki aluminiowe do termostatów blokowych.