



Aluminiowe bloki grzejne dla neoBlock-Heizer



Aluminiowe bloki grzejne dla neoBlock-Heizer.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-2505	Aluminiowy blok grzejny, 24 stanowiska, Ø 8 mm (probówki 0,5 ml)
	2-2506	Aluminiowy blok grzejny 24 stanowiska, Ø 10 mm (probówki 1,5 - 2 ml)
	2-2507	Aluminiowy blok grzejny, 24 stanowiska, Ø 6 mm
	2-2508	Aluminiowy blok grzejny, 24 stanowiska, Ø 13 mm
	2-2509	Aluminiowy blok grzejny, 6 stanowisk, Ø 20 mm
	2-2510	Aluminiowy blok grzejny, 6 stanowisk, Ø 25 mm
	2-2511	Aluminiowy blok grzejny pełny, do samodzielnego przewiercenia otworów
	2-2513	Blok aluminiowy, 6 x 8 miejsc na probówki do PCR
	2-2514	Aluminiowy blok grzejny, 8 stanowisk, Ø 17 mm

Opis

Aluminiowe bloki grzejne dla neoBlock-Heizer.