



## Pojedyncze elementy do montażu statywu, Stativ-Set LaboTric<sup>®</sup>

Najwyższej jakości. Łatwe w montażu. Pasują do prętów statywu o śr. 12 mm. Różne kombinacje montowania. Zakręcanie i odkręcanie elementów dociskowych nie wymaga użycia siły.

Możliwość obrotu łącznika wielofunkcyjnego o 360° i ustawienia w każdej dowolnej pozycji. Podstawa statywu wolnostojąca lub do stałego montażu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-4131	Podst. statywu ze stożkiem i antypoślizgowym pierścieniem gumowym
	2-4134	Łącznik wielofunkcyjny, współosiowy, równoległe złącze
	2-4135	Wspornik T statywu, dł. 300 mm
	2-4136	Pręt do zawieszenia
	2-4137	Pręt statywu, dł. 250 mm
	2-4138	Pręt statywu, dł. 500 mm
	2-4139	Pręt statywu, dł. 750 mm
	2-4129	Pręt statywu, dł. 1000 mm

### Opis

Najwyższej jakości. Łatwe w montażu. Pasują do prętów statywu o śr. 12 mm. Różne kombinacje montowania. Zakręcanie i odkręcanie elementów dociskowych nie wymaga użycia siły.

Możliwość obrotu łącznika wielofunkcyjnego o 360° i ustawienia w każdej dowolnej pozycji. Podstawa statywu wolnostojąca lub do stałego montażu.

**Kolor:** antracytowy lub anodowany na czarno.