

Akcesoria do rotatora Multi RS-60



Brak zdjęcia

Akcesoria do [rotatora Multi RS-60](#) firmy Biosan. Dostępne są platformy mieszczące 8 próbek o poj. 50 ml i 22 próbki o poj. 1,5-15 ml oraz 14 próbek o pojemności 15 ml.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Liczba miejsc | Na próbki | Sr. próbek |
|-----------|---------|--------------------|---------------|--------------|-------------|
| | K-0173 | Platforma PRS-8/22 | 8/22 miejsc | 50/1,5-15 ml | do 30/15 mm |
| | K-0174 | Platforma PRS-14 | 14 miejsc | 50 ml | do 30 mm |

Opis

Wkłady kompatybilne z [rotatorem Multi RS-60](#) firmy Biosan. Występują w dwóch wariantach różniących się liczbą miejsc oraz wielkością otworów na próbki. Pierwszy model pomieści 8 próbek o średnicy 20-30 mm (o pojemności 50 ml) oraz 22 próbki o średnicy 10-16 mm (o pojemności 1,5-15 ml). Natomiast drugi adapter ma 14 miejsc na próbki o średnicy 20-30 mm (50 ml).

Gumowe wykończenie wewnętrznej strony otworów umożliwia ich dopasowanie do kształtu próbek, dzięki czemu platformy te są kompatybilne z próbkami różnych firm.