






Krioprobówki z PP - sterylne



Oryginalne krioprobówki firmy Nalgene. Wykonane z polipropylenu z zamknięciem gwintowym. Przystosowane do magazynowania w fazie gazowej ciekłego azotu i w temp. do -196°C. Z płaskim dnem – samostojące. Sterylne i wolne od cytotoksyn i pirogenów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	3-6000	Krioprobówki 1,2 ml, wymiary: ø 13,5 x wys. 38,1 mm	500 szt.
	3-6001	Krioprobówki 2,0 ml, wymiary: ø 13,5 x wys. 48,3 mm	500 szt.
	3-6002	Statyw na krioprobówki, 50-miejscowy	-

Opis

Oryginalne krioprobówki firmy Nalgene®. Wykonane z polipropylenu z zamknięciem gwintowym. Przystosowane do magazynowania w fazie gazowej ciekłego azotu i w temp. do -196°C. Z płaskim dnem – samostojące. Posiadają białe pole na opis. Wolne od cytotoksyn i pirogenów. Śr. 13,5 mm. Sterylizowane promieniami gamma. Pakowane w workach po 25 sztuk (całe opakowanie zawiera 500 sztuk).

Statyw nr 3-6002 przeznaczony jest do przechowywania krioprobówek Nalgene® 1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml. Ilość otworów: 50 (5×10). Wymiary 193×102×28 mm. Kolor biały. Wykonany z PC. Może być autoklawowany.