






Krioprobówki z PP - sterylne



Oryginalne krioprobówki firmy Nalgene. Wykonane z polipropylenu z zamknięciem gwintowym. Przystosowane do magazynowania w fazie gazowej ciekłego azotu i w temp. do -196°C. Z płaskim dnem – samostojące. Sterylne i wolne od cytotoksyn i pirogenów.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Szt./Op. |
|---|---------|---|----------|
|  | 3-6000 | Krioprobówki 1,2 ml, wymiary: \varnothing 13,5 x wys. 38,1 mm | 500 szt. |
|  | 3-6001 | Krioprobówki 2,0 ml, wymiary: \varnothing 13,5 x wys. 48,3 mm | 500 szt. |
|  | 3-6002 | Statyw na krioprobówki, 50-miejscowy | - |

Opis

Oryginalne krioprobówki firmy Nalgene[®]. Wykonane z polipropylenu z zamknięciem gwintowym. Przystosowane do magazynowania w fazie gazowej ciekłego azotu i w temp. do -196°C. Z płaskim dnem – samostojące. Posiadają białe pole na opis. Wolne od cytotoksyn i pirogenów. Śr. 13,5 mm. Sterylizowane promieniami gamma. Pakowane w workach po 25 sztuk (całe opakowanie zawiera 500 sztuk).

Statyw nr 3-6002 przeznaczony jest do przechowywania krioprobówek Nalgene[®] 1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml. Ilość otworów: 50 (5×10). Wymiary 193×102×28 mm. Kolor biały. Wykonany z PC. Może być autoklawowany.