

Nakrętki z septą biały F217/beżowy PTFE 15-425



Nakrętki do butelek i fiolek, zielone z septą z białego F217/beżowego PTFE. Charakteryzują się znaczną odpornością chemiczną. Szczelne - nadają się do zamykania butelek i fiolek z próbkami płynów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Gwint	Szt./Op.
	L-0043	Nakrętki z septą	Biały F217/PTFE beżowy	15-425	100 szt.

Opis

Nakrętki do butelek i fiolek, zielone z septą z białego F217/beżowego PTFE. Charakteryzują się znaczną odpornością chemiczną. Szczelne - nadają się do zamykania butelek i fiolek z próbkami płynów.