



**Fiolki na próbki - gwintowane - 15-425**



Gwintowane fiolki na próbki, wykonane ze szkła przezroczystego lub oranżowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Wys. x śr.	Szt./Op.
	L-0046	Fiolki na próbki	przezroczyste	8 ml	61 x 16,6 mm	100 szt.
	L-0047	Fiolki na próbki	oranżowe	8 ml	61 x 16,6 mm	100 szt.
	L-0048	Fiolki na próbki	przezroczyste	12 ml	66 x 18,5 mm	100 szt.
	L-0049	Fiolki na próbki	oranżowe	12 ml	66 x 18,5 mm	100 szt.

**Opis**

Gwintowane fiolki na próbki, wykonane ze szkła przezroczystego lub oranżowego.