



Fiolki Snap Seal do autosamplera - 2 ml - śr. zamknięcia 11 mm

Fiolki Snap-Seal (opatentowane) posiadają zamknięcie Poly-Crimp (opatentowane). Możliwość zastosowania aluminiowych zatyczek Crimp lub Snap-Top-Caps. Specjalnie uformowany brzeg fiolki sprawia, że zatyczka i septa ściśle przylegają do siebie. Doskonale do użycia w próbniku automatycznym. Dostępne w dwóch wersjach - bez pola opisowego lub z polem opisowym i znacznikami objętości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	9-1010	Fiolki Snap Seal do autosamplera	bez pola do opisu	bezbarwne	2 ml	32 x 12 mm	ND11	100 szt.
	9-1012	Fiolki Snap Seal do autosamplera	z polem na opis	bezbarwne	2 ml	32 x 12 mm	ND11	100 szt.

Opis

Fiolki Snap-Seal (opatentowane) posiadają zamknięcie Poly-Crimp (opatentowane). Możliwość zastosowania aluminiowych zatyczek Crimp lub Snap-Top-Caps. Specjalnie uformowany brzeg fiolki sprawia, że zatyczka i septa ściśle przylegają do siebie. Doskonale do użycia w próbniku automatycznym. W wersji z polem opisowym i znacznikami objętości lub bez pola opisowego. Odpowiednie do wszystkich dostępnych na rynku autosamplery, takich jak Hewlett-Packard, Shimadzu i Waters WISP.

Wymiary (śr. x wys.): 32 x 12 mm.

Średnica pasujących uszczelk: 11 mm.