


## Zestaw statywów 80-miejscowych Top-Rack

Statywy Top-Rack, 80-miejscowe, z dwoma uchwytami. Przeznaczone na próbki o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych. Zestaw zawiera 5 sztuk statywów, po jednym w każdym z następujących kolorów: niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty.

Miniatura	Nr.art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	B-0350	Zestaw statywów Top-Rack	niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty	5 szt.

### Opis

Statywy Top-Rack, 80-miejscowe, z dwoma uchwytami. Przeznaczone na próbki o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych.

Zestaw zawiera 5 sztuk statywów, po jednym w każdym z następujących kolorów: niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty.

#### Schemat numeracji miejsc:

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
2	9	12	19	22	29	32	39	42	49	52	59	62	69	72	79
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78
4	7	14	17	24	27	34	37	44	47	54	57	64	67	74	77
5	6	15	16	25	26	35	36	45	46	55	56	65	66	75	76

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 209 x 66 x 27,2 mm.

**Średnica otworu w statywie:** 11,4 mm.

**Rozstaw otworów:** 13 mm.