





## Butle z PP z nakrętką - wąska szyjka - o poj. 10 ml - 10 l - Vitlab



Butle z PP z nakrętką - wąska szyjka. Doskonale do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Mogą być wypełniane gorącymi substancjami. Odporne na temperaturę do 121 °C (przez 20 minut), podczas długotrwałego stosowania 100 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Gwint	Śr. zew.	Wysokość	Szt./Op.
	N-6495	Butle z PP z nakrętką - wąska szyjka	100 ml	GL 18	52 mm	100 mm	20 szt.
	N-6496	Butle z PP z nakrętką - wąska szyjka	250 ml	GL25	70 mm	132 mm	20 szt.
	N-6497	Butle z PP z nakrętką - wąska szyjka	500 ml	GL25	87 mm	165 mm	10 szt.
	N-6498	Butle z PP z nakrętką - wąska szyjka	1000 ml	GL32	108 mm	202 mm	10 szt.
	N-6499	Butle z PP z nakrętką - wąska szyjka	2000 ml	GL32	131 mm	245 mm	6 szt.
	N-6500	Butla z PP z nakrętką - wąska szyjka	5000 ml	GL45	178 mm	315 mm	1 szt.
	N-6501	Butla z PP z nakrętką - wąska szyjka	10000 ml	GL 63	222 mm	394 mm	1 szt.

### Opis

Butle z PP z nakrętką - wąska szyjka. Doskonale do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Mogą być wypełniane gorącymi substancjami. Odporne na temperaturę do 121 °C (przez 20 minut), podczas długotrwałego stosowania 100 °C.

Butla **N-6501** o poj. 10000 ml jest wyposażona w dwa uchwyty do przenoszenia.