



## Zestawy NucleoSpin<sup>®</sup> Dx Blood z certyfikatem CE-IVD



Zestawy NucleoSpin<sup>®</sup> Dx Blood z certyfikatem CE-IVD do szybkiego izolowania wysokiej jakości DNA z krwi posiadają certyfikat medyczny (CE-IVD) zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 98/79/WE. Gwarantują wysoką powtarzalność wyników. Nadają się do oczyszczania próbek krwi inkubowanych z m. in. cytrynianem, EDTA, heparyną, CPDA, do świeżych i zamrażanych prób.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	740899-50	NucleoSpin <sup>®</sup> Dx Blood	50 izolacji	1 zestaw
	740899-250	NucleoSpin <sup>®</sup> Dx Blood	250 izolacji	1 zestaw

### Opis

Zestawy NucleoSpin<sup>®</sup> Dx Blood z certyfikatem CE-IVD do szybkiego izolowania wysokiej jakości DNA z krwi posiadają certyfikat medyczny (CE-IVD) zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 98/79/WE. Gwarantują wysoką powtarzalność wyników. Nadają się do oczyszczania próbek krwi inkubowanych z m. in. cytrynianem, EDTA, heparyną, CPDA, do świeżych i zamrażanych prób.

Umożliwiają izolację genomowego DNA z 200 µl próbek pełnej krwi, są kompatybilne z większością używanych antykoagulantów i probówek do pobierania krwi.