





## Zestawy Protino® 96



**Zestawy Protino® 96** – gotowe do użycia, pakowane pojedynczo płytki 96-stanowiskowe, wypełnione żywicą Protino® Ni-IDA. Pozwalają na oczyszczenie białek His-Tag z najwyższą wydajnością. Jako grupy chelatujące wykorzystano tu IDA (reszty kwasu iminodioctowego) posiadające trzy miejsca wiązania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	745300-1	Protino® Multi-96 Ni-IDA	1 x 96 izolacji	1 zestaw
	745300-4	Protino® Multi-96 Ni-IDA	4 x 96 izolacji	1 zestaw

### Opis

**Zestawy Protino® 96** – gotowe do użycia, pakowane pojedynczo płytki 96-stanowiskowe, wypełnione żywicą Protino® Ni-IDA. Pozwalają na oczyszczenie białek His-Tag z najwyższą wydajnością. Jako grupy chelatujące wykorzystano tu IDA (reszty kwasu iminodioctowego) posiadające trzy miejsca wiązania. Umożliwia to oczyszczanie białek z wysoką wydajnością nawet z rozcieńczonych próbek i uzyskiwanie wysokich stężeń białka. Oddziaływania niespecyficzne są zminimalizowane w porównaniu do matryc IMAC. Żywicę Protino® Ni-IDA można przechowywać w temperaturze pokojowej. Zestaw zawiera bufory.