



Kolumny Protino



Kolumny Protino – puste kolumny, do wypełnienia Protino® Ni-TED lub Ni-IDA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ilość	Szt./Op.
	745250-10	Kolumny Protino® (dla Ni-TED/IDA)	14 ml - 10 szt.	1 op.
	745255-10	Kolumny Protino® (dla Ni-TED/IDA)	35 ml - 10 szt.	1 op.

Opis

Kolumny Protino – puste kolumny, do wypełnienia Protino® Ni-TED lub Ni-IDA.