



## Kolumny Protino



**Kolumny Protino** – puste kolumny, do wypełnienia Protino<sup>®</sup> Ni-TED lub Ni-IDA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ilość	Szt./Op.
	745250-10	Kolumny Protino <sup>®</sup> (dla Ni-TED/IDA)	14 ml - 10 szt.	1 op.
	745255-10	Kolumny Protino <sup>®</sup> (dla Ni-TED/IDA)	35 ml - 10 szt.	1 op.

### Opis

**Kolumny Protino** – puste kolumny, do wypełnienia Protino<sup>®</sup> Ni-TED lub Ni-IDA.