



Testy diagnostyczne HemDirect



Test diagnostyczny in vitro do profesjonalnego użytku w celu stwierdzenia obecności krwi ludzkiej poprzez wykrywanie hemoglobiny. Test wykrywa hemoglobinę w stężeniach w zakresie 40 ng/ml do 500 µg/ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-6000	Seratec HemDirect Hemoglobin Test - 30 testów

Opis

Test diagnostyczny in vitro do profesjonalnego użytku w celu stwierdzenia obecności krwi ludzkiej poprzez wykrywanie hemoglobiny. Test wykrywa hemoglobinę w stężeniach w zakresie 40 ng/ml do 500 µg/ml. Opakowanie zawiera 30 testów pakowanych indywidualnie, 30 probówek o poj. 1,5 ml zawierających bufor do ekstrakcji oraz instrukcję obsługi.