



Testy diagnostyczne PSA Semiquant - do wykrywania PSA



Test diagnostyczny in vitro do profesjonalnego użytku w celu stwierdzenia obecności nasienia poprzez półilościowe wykrywanie PSA (swoistego antygenu sterczowego). Test wykrywa PSA w stężeniach mieszczących się w zakresie od 2 ng/ml do 100 µg/ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	B-4000	Testy diagnostyczne Seratec PSA Semiquant - do wykrywania PSA	

Opis

Test diagnostyczny in vitro do profesjonalnego użytku w celu stwierdzenia obecności nasienia poprzez półilościowe wykrywanie PSA (swoistego antygenu sterczowego). Test wykrywa PSA w stężeniach mieszczących się w zakresie od 2 ng/ml do 100 µg/ml.

Opakowanie zawiera 40 kaset testowych, 50 ml roztworu buforowego, pipetę plastikową oraz instrukcję obsługi.

[Dodatkowy opis](#)