



## Testy diagnostyczne PSA Semiquant



Test diagnostyczny in vitro do profesjonalnego użytku w celu stwierdzenia obecności nasienia poprzez półilościowe wykrywanie PSA (swoistego antygenu sterczowego). Test wykrywa PSA w stężeniach mieszczących się w zakresie od 2 ng/ml do 100 µg/ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-4000	Seratec PSA Semiquant PSM 400 - 40 testów

### Opis

Test diagnostyczny in vitro do profesjonalnego użytku w celu stwierdzenia obecności nasienia poprzez półilościowe wykrywanie PSA (swoistego antygenu sterczowego). Test wykrywa PSA w stężeniach mieszczących się w zakresie od 2 ng/ml do 100 µg/ml.

Opakowanie zawiera 40 kaset testowych, 50 ml roztworu buforowego, pipetę plastikową oraz instrukcję obsługi.

[Dodatkowy opis](#)