




## Fiolki na próbki, z wywiniętym brzegiem



Wykonane ze szkła borokrzemowego (I klasa hydrolytyczna). Z płaskim dnem i wywiniętym brzegiem na kapsle aluminiowe i septy. Dostarczane bez kapsli (prosimy zamawiać osobno).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wys. x śr.	Śr. szyjki	Szt./Op.
	B-0271	Fiolki na próbki, z wywiniętym brzegiem	2 ml	32 x 12 mm	11 mm	200 szt.
	B-0272	Fiolki na próbki, z wywiniętym brzegiem	4 ml	45 x 15 mm	13 mm	200 szt.
	B-0273	Fiolki na próbki, z wywiniętym brzegiem	6 ml	38 x 22 mm	20 mm	200 szt.
	B-0274	Fiolki na próbki, z wywiniętym brzegiem	10 ml	46 x 23 mm	20 mm	200 szt.
	B-0275	Fiolki na próbki, z wywiniętym brzegiem	20 ml	75 x 23 mm	20 mm	200 szt.

### Opis

Wykonane ze szkła borokrzemowego (I klasa hydrolytyczna). Z płaskim dnem i wywiniętym brzegiem na kapsle aluminiowe i septy. Dostarczane bez kapsli (prosimy zamawiać osobno).