



## Zestawy startowe pipet Tacta

**SARTORIUS**

Zestawy startowe Tacta dostępne w 7 wersjach. Zawierają od 3 do 5 pipet, statyw liniowy, uchwyt do każdej z pipet oraz po jednym opakowaniu lub pudełku odpowiednich końcówek.

Są to modele idealnie dopasowujące się do dłoni, perfekcyjnie wyważone. Zapewniają wysoki komfort w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek redukuje ryzyko zwyrodnień rąk powodowanych pipetowaniem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta
	K-3940	Zestaw startowy pipet	Tacta 3-pack 10	LH-729670
	K-3941	Zestaw startowy pipet	Tacta 3-pack 20	LH-729671
	K-3942	Zestaw startowy pipet	Tacta 4-pack 20	LH-729672
	K-3943	Zestaw startowy pipet	Tacta 4-pack 100	LH-729673
	K-3944	Zestaw startowy pipet	Tacta 5-pack 10	LH-729674
	K-3945	Zestaw startowy pipet	Tacta 5-pack 20	LH-729675
	K-3946	Zestaw startowy pipet	Tacta 3+1-pack	LH-729676
	K-3947	Zestaw startowy pipet	Tacta 3-pack Max	LH-729677

### Opis

Zestawy startowe Tacta dostępne w 7 wersjach. Zawierają od 3 do 5 pipet, statyw liniowy, uchwyt do każdej z pipet oraz po jednym opakowaniu lub pudełku odpowiednich końcówek.

Są to modele idealnie dopasowujące się do dłoni, perfekcyjnie wyważone. Zapewniają wysoki komfort w pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu. Mała siła pipetowania i wyrzutu końcówek redukuje ryzyko zwyrodnień rąk powodowanych pipetowaniem. Unikalny system Sartorius Optilock zapewnia łatwość przestawiania i blokowania objętości. Kontrolowany i delikatny zrzut końcówki zapewnia nowa technologia Sartorius Optiject. Adjustacja kalibracji zabezpiecza dokładne wyniki dla różnych rodzajów cieczy. Łatwe czyszczenie, tylko 3 części do rozmontowania. Wiarygodne wyniki, nawet przy długich seriach pipetowania. Pipety są kodowane kolorami odpowiednio do kompatybilnych końcówek. Gwarancja 24 miesiące.

**Dodatkowe informacje i dane techniczne - Sartorius.**

Nr-Art.	Wersja	Zawartość
K-3940	Tacta 3-pack 10	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 10-100 µl / 100-1000 µl)</li><li>- 3 x pudełko końcówek - 96 szt. (0,1-10 µl / 0,5-200 µl / 10-1000 µl)</li><li>- statyw liniowy</li><li>- 3 x uchwyt do pipety</li></ul>
K-3941	Tacta 3-pack 20	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 x pipeta jednokanałowa (2-20 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl)</li><li>- 2 x pudełko końcówek - 96 szt. (0,5-200 µl / 10-1000 µl)</li><li>- statyw liniowy</li><li>- 3 x uchwyt do pipety</li></ul>
K-3942	Tacta 4-pack 20	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 2-20 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl)</li><li>- 3 x pudełko końcówek - 96 szt. (0,1-10 µl / 0,5-200 µl / 10-1000 µl)</li><li>- statyw liniowy</li><li>- 4 x uchwyt do pipety</li></ul>
K-3943	Tacta 4-pack 100	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 10-100 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl)</li><li>- 3 x pudełko końcówek - 96 szt. (0,1-10 µl / 0,5-200 µl / 10-1000 µl)</li><li>- statyw liniowy</li><li>- 4 x uchwyt do pipety</li></ul>
K-3944	Tacta 5-pack 10	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 10-100 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl / 500-5000 µl)</li><li>- 2 x pudełko końcówek - 96 szt. (0,5-200 µl / 10-1000 µl)</li><li>- 1 x pudełko końcówek - 50 szt. (100-5000 µl)</li><li>- statyw liniowy</li><li>- 5 x uchwyt do pipety</li></ul>
K-3945	Tacta 5-pack 20	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5 x pipeta jednokanałowa (2-20 µl / 10-100 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl / 500-5000 µl)</li><li>- 2 x pudełko końcówek - 96 szt. (0,5-200 µl / 10-1000 µl)</li><li>- 1 x pudełko końcówek - 50 szt. (100-5000 µl)</li><li>- statyw liniowy</li><li>- 5 x uchwyt do pipety</li></ul>
K-3946	Tacta 3+1-pack	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl)</li><li>- 1 x pipeta 8-kanałowa (30-300 µl)</li><li>- 4 x pudełko końcówek - 96 szt. (0,1-10 µl / 0,5-200 µl / 5-350 µl / 10-1000 µl)</li><li>- statyw liniowy</li><li>- 4 x uchwyt do pipety</li></ul>
K-3947	Tacta 3-pack Max	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3 x pipeta jednokanałowa (100-1000 µl / 500-5000 µl / 1000-10000 µl)</li><li>- 1 x pudełko końcówek - 96 szt. (10-1000 µl)</li><li>- 1 x worek z końcówkami - 100 szt. (100-5000 µl)</li><li>- 1 x worek z końcówkami - 250 szt. (100-10000 µl)</li><li>- statyw liniowy</li><li>- 3 x uchwyt do pipety</li></ul>