



**Butelka do przechowywania z szeroką szyjką (PE)
 - o poj. 50 ml - 2 l**



Butelka z szeroką szyjką wykonana z polietylenu. Z zakrętką z PE.

Łatwa do napełnienia, idealna do przechowywania płynów, past i granulatów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Pojemność
	E-4150	Butelka z szeroką szyjką z PE - zakrętką z PE	32	50 ml
	E-4151	Butelka z szeroką szyjką z PE - zakrętką z PE	32	100 ml
	E-4152	Butelka z szeroką szyjką z PE - zakrętką z PE	40	250 ml
	E-4153	Butelka z szeroką szyjką z PE - zakrętką z PE	50	500 ml
	E-4154	Butelka z szeroką szyjką z PE - zakrętką z PE	65	1000 ml
	E-4155	Butelka z szeroką szyjką z PE - zakrętką z PE	65	2000 ml

Opis

Butelka z szeroką szyjką wykonana z polietylenu. Z zakrętką z PE.

Łatwa do napełnienia, idealna do przechowywania płynów, past i granulatów.