



**Butelki z HDPE z szeroką szyją - sterylne - o poj. 100 ml - 2 l**

**GOSSELIN™**

Butelki wykonane z HDPE, wyposażone w czerwoną zakrętkę z uszczelką. Sterylne. Charakteryzują się dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. zew.	Wysokość	Śr. wew. szyjki	Szt./Op.
	B-8657	Sterylna butelka z HDPE	100 ml	80 mm	80 mm	37 mm	335 szt.
	B-8658	Sterylna butelka z HDPE	250 ml	80 mm	125 mm	37 mm	145 szt.
	B-8659	Sterylna butelka z HDPE	500 ml	80 mm	136 mm	58 mm	140 szt.
	B-8660	Sterylna butelka z HDPE	1000 ml	101 mm	174 mm	58 mm	68 szt.
	B-8661	Sterylna butelka z HDPE	2000 ml	121 mm	220 mm	57 mm	25 szt.

**Opis**

Butelki wykonane z HDPE, wyposażone w czerwoną zakrętkę z uszczelką. Sterylne. Charakteryzują się dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.