




## Fiolki z drobnym gwintem ND18 do magnetycznych zakrętek gwintowanych - 10 i 20 ml

Fiolki z drobnym gwintem. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Z okrągłym dnem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	7-0840	Fiolki z drobnym gwintem do magnetycznych zakrętek gwintowanych	10 ml	bezbarwne	22,5 x 46 mm	ND18	100 szt.
	7-0841	Fiolki z drobnym gwintem do magnetycznych zakrętek gwintowanych	10 ml	oranżowe	22,5 x 46 mm	ND18	100 szt.
	7-0842	Fiolki z drobnym gwintem do magnetycznych zakrętek gwintowanych	20 ml	bezbarwne	22,5 x 75,5 mm	ND18	100 szt.
	7-0843	Fiolki z drobnym gwintem do magnetycznych zakrętek gwintowanych	20 ml	oranżowe	22,5 x 75,5 mm	ND18	100 szt.

### Opis

Fiolki z drobnym gwintem. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Z okrągłym dnem.