




Wkłady chłodzące Cool-Pack

Wkłady wykonane z silnej, pokrytej metalem folii polietylenowej. Trwałe i odporne na przecieki. Po rozmrożeniu zawartość przybiera konsystencję żelu. Wkład należy mrozić przez kilka godzin w zamrażarce, w temperaturze -23°C, a następnie włożyć do pojemnika. Możliwość wielokrotnego użytku. Nietoksyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ciężar	Wymiary
	L-0355	Wkład chłodzący Cool-Pack	620 g	24 x 16 x 2,5 cm

Opis

Wkłady wykonane z silnej, pokrytej metalem folii polietylenowej. Trwałe i odporne na przecieki. Po rozmrożeniu zawartość przybiera konsystencję żelu. Wkład należy mrozić przez kilka godzin w zamrażarce, w temperaturze -23°C, a następnie włożyć do pojemnika. Możliwość wielokrotnego użytku. Nietoksyczne.