



Pipety elektroniczne jednokanałowe neoPette e

FOR MY LAB
neoLab[®]

Najnowsze pipety elektroniczne firmy neoLab z serii neoPette zapewniają wysoki komfort i ergonomię pracy. Obsługa pipet jest prosta i intuicyjna. Pipety mogą być autoklawowane w temp. 121°C.

W dostawie zawarty jest adapter ładujący i statyw do umocowania na regale.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co
	7-2140	Pipeta elektroniczna jednokanałowa neoPette e	0,5-10 µl	0,01 µl
	7-2141	Pipeta elektroniczna jednokanałowa neoPette e	5-50 µl	0,1 µl
	7-2142	Pipeta elektroniczna jednokanałowa neoPette e	30-300 µl	1 µl
	7-2143	Pipeta elektroniczna jednokanałowa neoPette e	100-1000 µl	5 µl

Opis

Najnowsze pipety elektroniczne firmy neoLab z serii neoPette zapewniają wysoki komfort i ergonomię pracy. Obsługa pipet jest prosta i intuicyjna. Pipety mogą być autoklawowane w temp. 121°C.

W dostawie zawarty jest adapter ładujący i statyw do umocowania na regale.

Zgodne z normami DIN EN ISO 8655 i ISO 3696. Dostarczane wraz z certyfikatem zgodności.