




**Butle z szeroką szyją, z możliwością plombowania - o poj. 250 ml - 2 l**



Stabilne butle wykonane z HDPE. Szczelne, idealne do zabezpieczania i transportu prób. Szczególnie nadają się do gęstych substancji, past, proszków, granulatów. Z możliwością plombowania, dzięki specjalnym uchwytom na butelce oraz na zakrętce. Plomby należy zamawiać oddzielnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. szyjki	Śr. x wys.	Szt./Op.
	B-0500	Butle z szeroką szyją, z możliwością plombowania, poj. 250 ml	26,5 mm	64 x 115 mm	25 szt.
	B-0501	Butle z szeroką szyją, z możliwością plombowania, poj. 500 ml	40 mm	78 x 144 mm	10 szt.
	B-0502	Butle z szeroką szyją, z możliwością plombowania, poj. 1000 ml	50 mm	100 x 183 mm	10 szt.
	B-0503	Butla z szeroką szyją, z możliwością plombowania, poj. 2000 ml	50 mm	120 x 226 mm	1 szt.
	B-0504	Plomby zabezpieczające	-	2 x 260 mm	10 szt.

**Opis**

Stabilne butle wykonane z HDPE. Szczelne, idealne do zabezpieczania i transportu prób. Szczególnie nadają się do gęstych substancji, past, proszków, granulatów. Z możliwością plombowania, dzięki specjalnym uchwytom na butelce oraz na zakrętce. Plomby należy zamawiać oddzielnie.