



## Olejek immersyjny dla mikroskopii



Mineralny olejek w butelce o pojemności 100 ml. Przeznaczony do wyeliminowania niepożądanego światła rozproszonego podczas wykonywania prac. Niezbędny środek pomocniczy w mikroskopii.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Objętość
	F-1100	Olejek immersyjny dla mikroskopii	100 ml

### Opis

Mineralny olejek w butelce o pojemności 100 ml. Przeznaczony do wyeliminowania niepożądanego światła rozproszonego podczas wykonywania prac. Niezbędny środek pomocniczy w mikroskopii. Produkt niemiecki.

**Gęstość:** 0,879 ÷ 0,885 g/cm<sup>3</sup>.

**Współczynnik załamania:** 1,480 ÷ 1,482.