



Fartuchy laboratoryjne męskie z mankietami

FOR MY LAB
neoLab[®]

Męski fartuch laboratoryjny z praktycznymi rękawami oraz kołnierzem. Wąski krój. Wykonany w 100% z bawełny. Długość całkowita wynosi około 105 cm. Nadaje się do prania w 96°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Długość	Rozmiar
	4-1490	Fartuch laboratoryjny męski z mankietami	biały	105 cm	44
	4-1491	Fartuch laboratoryjny męski z mankietami	biały	105 cm	46
	4-1492	Fartuch laboratoryjny męski z mankietami	biały	105 cm	48
	4-1493	Fartuch laboratoryjny męski z mankietami	biały	105 cm	50
	4-1494	Fartuch laboratoryjny męski z mankietami	biały	105 cm	52
	4-1495	Fartuch laboratoryjny męski z mankietami	biały	105 cm	54
	4-1496	Fartuch laboratoryjny męski z mankietami	biały	105 cm	56

Opis

Męski fartuch laboratoryjny z praktycznymi rękawami oraz kołnierzem. Wąski krój. Wykonany w 100% z bawełny. Długość całkowita wynosi około 105 cm. Nadaje się do prania w 96°C.

Kolor: biały.