







**Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason - o poj. 500 ml - 3 l - Nalgene**



Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka. Doskonale do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów. Butelki mają szyjkę szerokości 70 mm, które pasują do urządzeń lub zamknięć z typu Mason.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Gwint	Śr. zew. / wew.	Wysokość	Szt./Op.
	B-6513	Butla z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason	500 ml	70 mm	75 mm / 61 mm	175 mm	1 szt.
	B-6514	Butla z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason	1000 ml	70 mm	94 mm / 61 mm	213 mm	1 szt.
	B-6515	Butla z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason	2000 ml	70 mm	120 mm / 61 mm	244 mm	1 szt.
	B-6516	Butla z PP z nakrętką - szeroka szyjka - typ Mason	3000 ml	70 mm	155 mm / 61 mm	246 mm	1 szt.

**Opis**

Butle z PP z nakrętką - szeroka szyjka. Doskonale do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Szeroki otwór umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, past i płynów. Butelki mają szyjkę szerokości 70 mm, które pasują do urządzeń lub zamknięć z typu Mason. Bardzo dobra odporność chemiczna i termiczna na temperaturę do 121 °C. Nadają się do sterylizacji w autoklawie. Szczelna nakrętka.