



## Rękawice nitrylowe nitrylex<sup>®</sup> sterile - bezpudrowe - sterylne

MERCATORMEDICAL

**Sterylnie**, bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz laboratoryjnych wymagających kontaktu z materiałem sterylnym. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry - posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa  | Typ        | Powierzchnia       | Rozmiar | Stopień czystości | Szt./Op. |
|-----------|---------|--|------------|--------------------|---------|-------------------|----------|
|           | P-4272  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> sterile - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane palce | S       | sterylnie         | 50 par   |
|           | P-4273  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> sterile - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane palce | M       | sterylnie         | 50 par   |
|           | P-4274  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> sterile - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane palce | L       | sterylnie         | 50 par   |
|           | P-4275  | Rękawice nitrylowe nitrylex <sup>®</sup> sterile - jednorazowe | bezpudrowe | teksturowane palce | XL      | sterylnie         | 50 par   |

### Opis

**Sterylnie**, bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz laboratoryjnych wymagających kontaktu z materiałem sterylnym. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry - posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń. Każda para pakowana indywidualnie.

Rękawice nitrylex<sup>®</sup> sterile posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

**Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.):** 180 x 240 x 130 mm.

**Kolor:** niebieskie.