



Rękawice lateksowe santex[®] sterile - pudrowane - sterylne

MERCATORMEDICAL

Sterylnie, pudrowane, lateksowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na rozciąganie. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz laboratoryjnych wymagających kontaktu z materiałem sterylnym. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. Gładka powierzchnia zewnętrzna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Stopień czystości	Szt./Op.
	P-4032	Rękawice lateksowe santex [®] sterile - jednorazowe	pudrowane	gładkie	S	sterylnie	50 par
	P-4033	Rękawice lateksowe santex [®] sterile - jednorazowe	pudrowane	gładkie	M	sterylnie	50 par
	P-4034	Rękawice lateksowe santex [®] sterile - jednorazowe	pudrowane	gładkie	L	sterylnie	50 par
	P-4035	Rękawice lateksowe santex [®] sterile - jednorazowe	pudrowane	gładkie	XL	sterylnie	50 par

Opis

Sterylnie, pudrowane, lateksowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na rozciąganie. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz laboratoryjnych wymagających kontaktu z materiałem sterylnym. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. Gładka powierzchnia zewnętrzna. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Rękawice santex[®] sterile posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 180 x 240 x 130 mm.

Kolor: kremowe.