







Butelki na media do kultur komórkowych - o poj. 150 ml - 1 l

CORNING

Jednorazowe butelki wykonane z polistyrenu (PS). Idealne do przechowywania mediów, roztworów buforowych i innych roztworów wodnych. Wyżłobienia widoczne na powierzchni ułatwiają chwytanie. Nieprzepuszczające powietrza zakrętki minimalizują ryzyko kontaminacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. szyjki	Poj. butelki	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	7-4180	Butelki na media do kultur komórkowych	45 mm	150 ml	sterylne	431175	24 szt.
	7-4181	Butelki na media do kultur komórkowych	45 mm	250 ml	sterylne	430281	24 szt.
	7-4182	Butelki na media do kultur komórkowych	45 mm	500 ml	sterylne	430282	24 szt.
	7-4183	Butelki na media do kultur komórkowych	45 mm	1000 ml	sterylne	430518	24 szt.

Opis

Jednorazowe butelki wykonane z polistyrenu (PS). Idealne do przechowywania mediów, roztworów buforowych i innych roztworów wodnych. Wyżłobienia widoczne na powierzchni ułatwiają chwytanie. Nieprzepuszczające powietrza zakrętki minimalizują ryzyko kontaminacji. Butelki doskonale nadają się do stosowania w połączeniu z filtrami Bottle Top. Sterylne. Certyfikowane. Wolne od pirogenów.