



Szalki Petriego z PS - śr. 60 mm



Szalki Petriego wykonane z wysokiej jakości polistyrenu. W wersji bez żeber wentylacyjnych. Pakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe po 10 szt. Produkt włoski.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Śr. x wys. | Stopień czystości | Żebra went. | Szt./Op. |
|-----------|---------|-----------------|------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | B-8005 | Szalki Petriego | 60 x 14 mm | sterylne | brak | 1000 szt. (100 x 10) |

Opis

Szalki Petriego wykonane z wysokiej jakości polistyrenu. W wersji bez żeber wentylacyjnych. Pakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe po 10 szt. Produkt włoski.