




## Szalki Petriego z PS - śr. 60 mm



Szalki Petriego wykonane z wysokiej jakości polistyrenu. W wersji bez żeber wentylacyjnych. Pakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe po 10 szt. Produkt włoski.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. x wys.	Stopień czystości	Żebra went.	Szt./Op.
	B-8005	Szalki Petriego	60 x 14 mm	sterylne	brak	1000 szt. (100 x 10)

### Opis

Szalki Petriego wykonane z wysokiej jakości polistyrenu. W wersji bez żeber wentylacyjnych. Pakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe po 10 szt. Produkt włoski.