




Kriopudełka z PP na próbki - 100-miejscowe - 5 szt.

Kriopudełka odpowiednie dla probówek o pojemności 0,5 ml; 1,5 ml oraz 2,0 ml. Wykonane z odpornego chemicznie polipropylenu. Przeznaczone do wielokrotnego użytku. Pudełka posiadają numerowaną siatkę umożliwiającą identyfikację próbek, a odpowietrzniki minimalizują kondensację.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Wysokość	Kolor	W zestawie
	B-0774	Kriopudełka z PP	100-miejscowe	52 mm	białe, żółte, czerwone, zielone, niebieskie	5 szt.

Opis

Kriopudełka odpowiednie dla probówek o pojemności 0,5 ml; 1,5 ml oraz 2,0 ml. Wykonane z odpornego chemicznie polipropylenu. Przeznaczone do wielokrotnego użytku. Pudełka posiadają numerowaną siatkę umożliwiającą identyfikację próbek, a odpowietrzniki minimalizują kondensację.

Wymiary: 133 x 133 x 52 mm.

Zakres temperatur: od -90°C do 121°C.