





Zlewka miarowa z wagą



Praktyczna zlewka miarowa z wbudowaną wagą. Z cyfrowym wskaźnikiem wagi na uchwycie. Idealna do orientacyjnego odmierzania prób o określonej objętości bądź masie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	N-0167	Zlewka miarowa z wagą	zielona
	N-0168	Zlewka miarowa z wagą	szara

Opis

Praktyczna zlewka miarowa z wbudowaną wagą. Z cyfrowym wskaźnikiem wagi na uchwycie. Idealna do orientacyjnego odmierzania prób o określonej objętości bądź masie. Zlewkę można wyjąć z uchwytu oraz myć w zmywarce.

Zakres pomiaru wagi: 0 do 3000 g

Rozdzielczość: 1 g

Maksymalna objętość: 1000 ml

Zasilanie: bateria CR2450 (zawarta w zakresie dostawy)

Wymiary: 230 x 141 x 152 mm