





## Zlewka miarowa z wagą



Praktyczna zlewka miarowa z wbudowaną wagą. Z cyfrowym wskaźnikiem wagi na uchwycie. Idealna do orientacyjnego odmierzania prób o określonej objętości bądź masie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	N-0167	Zlewka miarowa z wagą	zielona
	N-0168	Zlewka miarowa z wagą	szara

### Opis

Praktyczna zlewka miarowa z wbudowaną wagą. Z cyfrowym wskaźnikiem wagi na uchwycie. Idealna do orientacyjnego odmierzania prób o określonej objętości bądź masie. Zlewkę można wyjąć z uchwytu oraz myć w zmywarce.

**Zakres pomiaru wagi:** 0 do 3000 g

**Rozdzielczość:** 1 g

**Maksymalna objętość:** 1000 ml

**Zasilanie:** bateria CR2450 (zawarta w zakresie dostawy)

**Wymiary:** 230 x 141 x 152 mm