

Szalki Petriego z PS - śr. 55 mm



DESIGN, INJECTION & TOOLING
NOEX[®]

Szalki Petriego wykonane z wysokiej jakości polistyrenu. W wersji zarówno z żebrami wentylacyjnymi, jak i bez żeber. Pakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe po 15 szt. Produkt polski. Szalki sterylne sterylizowane w Niemczech.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Stopień czystości	Żebra went.	Pakowane	Szt./Op.
	P-1055	Szalki Petriego	55 mm	14,2 mm	aseptyczne	brak	67 x 15 szt.	1005 szt.
	P-1056	Szalki Petriego	55 mm	14,2 mm	aseptyczne	3 żebra	67 x 15 szt.	1005 szt.
	P-1057	Szalki Petriego	55 mm	14,2 mm	sterylne	brak	67 x 15 szt.	1005 szt.
	P-1058	Szalki Petriego	55 mm	14,2 mm	sterylne	3 żebra	67 x 15 szt.	1005 szt.

Opis

Szalki Petriego wykonane z wysokiej jakości polistyrenu. W wersji zarówno z żebrami wentylacyjnymi, jak i bez żeber. Pakowane w szczelnie zamknięte rękawy foliowe po 15 szt. Produkt polski. Szalki sterylne sterylizowane w Niemczech.

Dostępne są w dwóch wersjach stopnia czystości:

- **aseptyczne** - wyprodukowane w aseptycznych warunkach Clean Room Klasa 10000,
- **sterylne** - sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma.

Średnica: 55 mm.

Wysokość: 14,2 mm.

Szalki Petriego dostępne są również w innych wersjach:

- szalki o większej średnicy: [90](#), [120](#), [140 mm](#),
- [kontaktowe szalki Petriego typu RODAC](#),
- [szalki Petriego Stabile](#),
- [szalki ze znacznikiem](#),
- [kwadratowe szalki Petriego](#).