

Końcówki - poj. 1000 µl

Końcówki przeznaczone do systemu automatycznego:
Biomek 1000/2000.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
—	A-751035	Końcówki	1000 µl	w statywie (10 statywów po 72 szt.)
—	A-751038	Końcówki	1000 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 72 szt.)

Opis

Końcówki przeznaczone do systemu automatycznego:
Biomek 1000/2000.