




**Końcówki - poj. 20 µl, 50 µl, 250 µl**

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 Biomek 1000/2000 oraz Packard MultiPROBE I, II, II XT.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750065	Końcówki	20 µl	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)
	A-750068	Końcówki	20 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)
	A-750075	Końcówki	250 µl	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)
	A-750078	Końcówki	250 µl, sterylne	w statywie (10 masywnych statywów po 96 szt.)
	A-750085	Końcówki	50 µl	w statywie (10 statywów po 96 szt.)
	A-750088	Końcówki	50 µl, sterylne	w statywie (10 statywów po 96 szt.)

**Opis**

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 Biomek 1000/2000 oraz Packard MultiPROBE I, II, II XT.