



## Końcówki - poj. 100 $\mu$ l i 200 $\mu$ l

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 CALIPER/ZYMARK TWISTER PLATE HANDLER z płytką Rapid, SciClone i ALLEGRO.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Pakowane
	A-750056	Końcówki	200 $\mu$ l	w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek)
	A-750059	Końcówki	200 $\mu$ l, sterylne	w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek)
	A-751166	Końcówki	100 $\mu$ l	w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek)
	A-751169	Końcówki	100 $\mu$ l, sterylne	w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek)

### Opis

**Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:**  
 CALIPER/ZYMARK TWISTER PLATE HANDLER z płytką Rapid, SciClone i ALLEGRO.