



Końcówki - poj. 100 µl i 200 µl

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 CALIPER/ZYMARK TWISTER PLATE HANDLER z płytką Rapid, SciClone i ALLEGRO.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Pakowane |
|--|----------|----------|------------------|---|
|  | A-750056 | Końcówki | 200 µl | w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek) |
|  | A-750059 | Końcówki | 200 µl, sterylne | w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek) |
|  | A-751166 | Końcówki | 100 µl | w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek) |
|  | A-751169 | Końcówki | 100 µl, sterylne | w statywie (5 statywów po 10 płytek = 4.800 końcówek) |

Opis

Końcówki przeznaczone do następujących systemów automatycznych:
 CALIPER/ZYMARK TWISTER PLATE HANDLER z płytką Rapid, SciClone i ALLEGRO.